

Utilisation des Tags (1)

<http://help.labguru.com/en/articles/1492357-how-to-use-tags>

Le système de Tag vous aide à trouver les informations dont vous avez besoin en regroupant les pages de différents modules ou en filtrant les pages d'index, ce qui rend la navigation à Labguru plus rapide et plus facile. Vous pouvez ainsi lier des objets, expériences, inventaires etc. qui ne sont pas dans le même projet par exemple.

Dans un projet, expérience ou protocole vous pouvez Tager vos items en cliquant là :

La liste déroulante des Tags déjà enregistrés dans le système s'affiche.

Sinon, vous pouvez en tapant votre mot, puis « entrer » pour en créer un nouveau

The image displays two screenshots of the Labguru web interface. The left screenshot shows a project page titled 'My project - 2021-02-16' by Fanny Brizzi. A red arrow points to a purple button labeled 'tag this item' located below the project title. The right screenshot shows a dropdown menu of tags for the same project. A red arrow points to the 'Antibodies Online' tag in the list. The dropdown menu also shows other tags like 'Protein', 'proteine', and 'insuline'.

Utilisation des Tags (2)

Pour rechercher un Tag spécifique, cliquez en haut à droite sur le nom de votre CLE, puis « Tags ». La page des Tags s'affiche et vous pouvez rechercher, modifier ou supprimer des tags.

